

Multipette E3 / E3x発売記念キャンペーン 期間:2016年4月11日-6月30日



# The Next Generation!

## 電動連続分注器 Multipette E3 / E3x 発売記念キャンペーン

Multipette E3 / E3xは、世界初のポジティブディスプレイメント式ピペット Multipette シリーズの、第3世代の電動連続分注器です。

ハードウェア、ソフトウェア双方でより洗練されたユーザーインターフェースと、信頼できる分注結果を提供する、最高の1本です。あなたも新世代の連続分注器の性能と快適さを実感してください。

本キャンペーンでは、発売を記念して Multipette E3 / E3x 本体を**期間限定の特別価格**でご提供します。この機会をお見逃しなく！

Multipette E3 / E3x発売記念キャンペーン 期間:2016年4月11日-6月30日

## The One Pipette Missing in Your Pipette Set.

### Multipette E3 / E3x 製品特長

- > ルーチン作業を大幅に短縮する連続分注機能
- > マニュアルタイプと比較して、より柔軟な容量設定
- > 1  $\mu$ L から 50 mL まで、最大 100 回の分注が可能
- > ポジティブディスプレイメント方式により、粘性、揮発性の高い液体、界面活性剤を含む液体も精度よく分注可能
- > 連続分注だけでなく、1  $\mu$ L から 50 mL の精度の高いピペッティングにも使用可能
- > **NEW!** 日本語表示可能な大きなカラーディスプレイで、より使いやすく
- > **NEW!** 各モード、各チップ容量につき 5 件の設定を保存可能
- > **NEW!** 吸引+連続分注モード



通常のピペットで扱いづらい液体も精度高く分注できます



一目でわかるMultipette E3 / E3x	Multipette E3	Multipette E3x
1 $\mu$ L ~ 50 mLの容量範囲	■	■
リチウムイオンバッテリー: 100枚以上の96ウェルプレートを連続して分注操作可能	■	■
バックライト付きディスプレイ	■	■
<b>NEW!</b> 各モード、各チップ容量につき5件の設定を保存でき、ルーチン作業のためのプログラミング時間を削減	■	■
<b>NEW!</b> スリープモードにより非使用時のバッテリーを節約	■	■
連続分注: 1度に最大100ステップまでの連続分注	■	■
自動連続分注: 0.1~10秒の一定の間隔で連続分注	■	■
ピペッティング: 最大50 mLの正確なピペッティング	■	■
シークエンシャル連続分注: 最大16ステップの個別容量設定をした連続分注		■
連続吸引: 上清の回収		■
滴定: 液体を慎重に排出し、容量を表示		■
<b>NEW!</b> 吸引+連続分注: 容量が不明な液体を吸引して容量を測定し、そのまま設定した容量での連続分注		■

### 注文案内

品名・型式	Order no.	希望小売価格	キャンペーン価格
Multipette E3 充電アダプターと Combitips advanced® 各容量 1 本付き	4987 000.010	¥ 83,000	¥ 66,400
Multipette E3 充電スタンド付き 充電アダプターと Combitips advanced® 各容量 1 本付き	4987 000.371	¥ 95,000	¥ 76,000
Multipette E3x 充電アダプターと Combitips advanced® 各容量 1 本付き	4987 000.029	¥ 98,000	¥ 78,400
Multipette E3x 充電スタンド付き 充電アダプターと Combitips advanced® 各容量 1 本付き	4987 000.380	¥ 108,000	¥ 86,400

希望小売価格およびキャンペーン価格に消費税は含まれておりません。製品の仕様、価格、外観等は予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。

www.eppendorf.com

エッペンドルフ株式会社 101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5 Tel: 03-5825-2361 Fax: 03-5825-2365 Email: info@eppendorf.jp

Eppendorf®, the Eppendorf Logo and Multipette® are registered trademarks of Eppendorf AG. All rights reserved, including graphics and images. Copyright © 2016 by Eppendorf AG. 5D0416P Printed in Japan.